


# マイクロトレイ シリコンバー

## 特徴

- ★ウルテム樹脂を用いて軽量で耐久性に優れる
- ★蓋にロゴ印刷可能
- ★シリコンゴム特注形状対応可能(詳細別途ご相談)
- ★豊富なサイズバリエーション

## 収納イメージ

マイクロトレイとシリコンバーの組合せで収納方法を変更可能です。  
運用範囲: 整形外科・脳外科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科等  
鋼製小物入れとして、活用している



## マイクロトレイ サイズ一覧

| 品番          | サイズ(内寸)        |
|-------------|----------------|
| 8000-0025NM | 152×64×19(mm)  |
| 8000-0027NM | 152×64×32(mm)  |
| 8000-0029NM | 190×64×19(mm)  |
| 8000-0031NM | 165×102×19(mm) |
| 8000-0033NM | 101×190×19(mm) |
| 8000-0035NM | 101×190×38(mm) |
| 8000-0037NM | 254×152×19(mm) |
| 8000-0043NM | 254×152×38(mm) |

# シリコンバー サイズ一覧

サンプルにてサイズをご確認頂けます。

8000-0025NM  
8000-0027NM  
8000-0029NM



2511S 1スロット Φ5mm 59×16



2512S 2スロット Φ5mm 59×16



2513S 3スロット Φ5mm 59×16



2503S 3スロット Φ3mm 59×16



2523S 3スリット 59×16



2526S 6スリット 59×16

8000-0031NM  
8000-0033NM



4612S 2スロット Φ5mm 96×16



4613S 3スロット Φ5mm 96×16



4614S 4スロット Φ5mm 96×16



4615S 5スロット Φ5mm 96×16



4666S 6スリット 96×16



4669S 12スリット 96×16

8000-0035NM  
8000-0037NM  
8000-0043NM



6501S 2スロット  
Φ12mm, Φ8mm 61×31



6502S 2スロット Φ8mm 61×31



2311S 1スロット Φ16mm 80×31



2312S 1スロット Φ6mm 80×31



2313S 3スロット Φ6mm 91×31




2314S 3スロット  
Φ16mm, Φ6mm, Φ12mm 91×31

## シリコンバー取付方法



シリコンバーの突起をトレーの穴に合わせ  
シリコンバーを動かしながら押し込みます。



トレーの外側に押し出された突起が  
しっかりと固定するように指先で整えます。

## 株式会社フジフレックス

【本社】〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1067-25

Tel.0743-72-3388 Fax.0743-72-3988

【大阪オフィス】〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町1-9-8

堺筋MS第二ビル 10階

Tel.06-6226-8308 Fax.06-4256-0056

www.fuji-flex.co.jp



ISO9001 認証取得  
(平成15年)



ISO 9001:2015  
81-2916029-Q

エコアクション21 認証取得  
(令和2年)



エコアクション21

認証番号 0013044